

SYSTANE® BALANCE für Patienten mit Meibomdrüsen-Dysfunktion (MDD)

SYSTANE® BALANCE Benetzungstropfen wurden speziell entwickelt für die Therapie von Patienten mit Trockenen Augen aufgrund einer Meibomdrüsen-Dysfunktion (MDD).

SYSTANE® BALANCE enthält das einzigartige LipiTech™ System und basiert auf der intelligenten SYSTANE® Galenik.

SYSTANE® BALANCE verteilt sich als dünnflüssige Emulsion schnell und gleichmäßig auf der geschädigten Augenoberfläche. Durch den Kontakt mit dem natürlichen Tränenfilm vernetzen sich die Polymere zu einem viskoelastischen Gel, das für intensive Befeuchtung sorgt und gleichzeitig das LipiTech™ Molekül in einem Depot speichert. Dadurch wird das LipiTech™ System langsam und bedarfsgerecht an die geschädigte Lipidschicht des Tränenfilms abgegeben. So vereint sich das LipiTech™ System mit den natürlichen Lipiden. Die Lücken in der äußeren Lipidschicht werden geschlossen, der Tränenfilm wird stabilisiert.

SYSTANE® BALANCE verlängert lang anhaltend die Tränenfilmaufreißzeit und vermindert eine exzessive Verdunstung des Tränenfilms.

Die patentierte Formulierung macht SYSTANE® BALANCE zum Mittel der Wahl bei Patienten mit MDD. Daten zeigen, dass SYSTANE® BALANCE bei Patienten mit MDD im Vergleich zu nicht lipidhaltigen Präparaten zu einer signifikanten Reduktion der Tropffrequenz und damit zu mehr Lebensqualität führte*.

SYSTANE® BALANCE ist konserviert mit POLYQUAD®, einem Benzalkoniumchlorid-freien Konservierungsmittel, welches sich in der Augenheilkunde als hervorragend verträglich erwiesen hat und zum ausgezeichneten Wirkprofil beiträgt.

SYSTANE® BALANCE ist in der Multi-Dose-Flasche ½ Jahr nach Anbruch haltbar.



Packungsgrößen:
1x 10 ml (PZN 7607538)

* Foulks et al. Efficacy Evaluation of a Novel Emulsion-Based, Anionic Phospholipid-Containing Artificial Tear in Meibomian Gland Dysfunction Subjects. TFOS 2010 Adv Exp Med Biol. 2002; 506 (Pt B): 1121–5.